



INTELLICAL Štandardná gélová pH elektróda, kábel 3 m

Kat. číslo produktu: **PHC10103**
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Štandardná kombinovaná pH elektróda, plnená gélom bez možnosti doplnenia, dvojité solný mostík, zabudovaný teplotný senzor, pre digitálne prístroje. 3-metrový kábel. Určená na laboratórne použitie.

Rýchla a stabilná odozva pri meraní odpadovej vody

Jedinečná elektroda s pevným gélom a otvoreným solným mostíkom špeciálne navrhnutá pre meranie pH v odpadných vodách.

Digitálne elektródy umožňujú sledovať históriu meraní

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Digitálne elektródy upozornia užívateľa keď je potrebná nová kalibrácia

Poskytuje najspoľahlivejší a najpresnejší výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Elektrody je možné používať s viacerými prístrojmi bez potreby opakovanej kalibrácie alebo zadávania parametrov merania

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikácie:	Clean & Dirty Samples
Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	3 m
Hmotnosť:	0,15 kg
Method Type:	Terén: Referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Obsah balenia:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC101 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Pevný gél bez možnosti doplnenia
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC101
Reference system:	Přiložené příslušenství: žádné Ag/AgCl (dvojité solný mostík)
Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	pH 2–14
Sada?:	Nie
Sensor material:	Epoxid

Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH při pH 12,6 v 1M NaOH
Soľný mostík:	Otvorený soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Odpadová voda a náročné vzorky
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	Nepretržité použitie: 0 – 50 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 20
Typ elektrody:	Laboratorna
Typ elektródy:	Referenční prvek bez možnosti doplnění gelu
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	6 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC101 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.