



INTELLICAL Štandardná pH elektróda s kvapalným elektrolytom, kábel 1 m

Kat. číslo produktu: PHC30101
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Štandardná kombinovaná pH elektróda s opätovným plnením a zabudovaným snímačom teploty, ktorá je určená pre digitálne merače. 1-metrový kábel. Rozsah 0 – 14 pH, 0 – 50 °C. Určená na laboratórne použitie.

Měřte v laboratoři nebo v terénu: elektrody jsou k dispozici ve standardním a robustním venkovním provedení s různými délkami kabelů. Inteligentní, vyměnitelné elektrody ukládají historii kalibrace pro rychlou záměnu a jednoduché použití s více přístroji. Překalibrování není třeba!

Elektroda INTELLICAL poskytuje rýchlu a stabilnú odozvu pri použití s odpadovou vodou
Pripravená k měření hned po vyjmutí z krabice.

Digitálne elektródy INTELLICAL poskytujú najvyššiu nadväznosť na platné štandardy v histórii s nimi vykonaných meraní
Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitálne elektródy INTELLICAL upozorňujú používateľa na potrebu opätovnej kalibrácie
Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historii kalibrace, parametru a sériovém čísle elektrody.

Elektrody INTELLICAL je možné používať s viacerými meračmi bez potreby opätovnej kalibrácie alebo opätovného zadávania nastavení merania
Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikácie:	Clean & Dirty Samples
Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorní: plnitelný referenční prvek
Obsah balenia:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC301 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 28mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M roztok KCl nasycený AgCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	3M roztok KCl nasycený AgCl (#2841700)
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC301
	Zahrnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl (dvojitý sol'ný mostík)
Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1

Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Sada?:	Nie
Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH při pH 12,6 v 1M NaOH
Soľný mostík:	Keramický soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Dvojitý solný mŕstek
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	Nepretržité použitie: 0 – 50 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Požadovaný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 15
Typ elektrody:	Laboratorna
Typ elektródy:	Plnitelný referenční prvek
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC301 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 28mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M roztok KCl nasycený AgCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.

Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 28 mL (Item 2841700)