



Intellical Štandardná gélová pH elektróda, 1 m, keramický kolík

Kat. číslo produktu: **PHC20101**
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Štandardná kombinovaná pH elektróda s gélovou náplňou, s teplotným čidlom, pre digitálne prístroje. Určená na laboratórne použitie.

Rýchla a stabilná odozva pri meraní pitnej a odpadovej vody

Nízkoúdržbový gelový elektrolyt a keramický solný múštkem pro měření pH v řadě různých typů vzorků.

Digitálne elektródy umožňujú sledovať históriu meraní

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Digitálne elektródy upozornia užívateľa keď je potrebná nová kalibrácia

Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Elektródy je možné používať s viacerými prístrojmi bez potreby opakovanej kalibrácie alebo zadávania parametrov merania

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikácie:	Clean Samples
Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorní: referenční prvek bez možnosti doplnění, polotekutý gel
Obsah balenia:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC201 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Nedoplňateľná gélová
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC201
Reference system:	Zahrnuté příslušenství: žádné Ag/AgCl (dvojité solný mostík)
Rozlíšenie :	0,01 pH
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Sada?:	Nie
Sensor material:	Epoxid
Sodium (Alkalinity) error:	20 % při pH 14 v 1M NaCl

Soľný mostík:	Keramický soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Všeobecné účely. Vzorky čistej vody.
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 15
Typ elektrody:	Laboratorna
Typ elektródy:	Referenční prvek bez možnosti doplnění, polotekutý gel
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	6 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC201 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.