



Intellical Štandardná vodivostná elektróda, 1 m

Kat. číslo produktu: CDC40101
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Digitálna 4-pólová grafitová vodivostná elektróda, 1 m kábel. Laboratórna verzia.

Testovanie v laboratóriu alebo v teréne: elektródy sú k dispozícii v štandardnej a robustnej terénnej verzii s rôznymi dĺžkami kábľa.

Inteligentné a zameniteľné elektródy si uchovávajú históriu kalibrácie a umožňujú tak rýchlu výmenu elektród a jednoduché používanie s rôznymi prístrojmi. Nevyžaduje sa žiadna opakovaná kalibrácia!

Meranie vodivosti je certifikované podľa nariadenia MCERT.

Výnimočná spoľahlivosť a jednoduchá manipulácia

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historii kalibrace, parametru a sériovém čísle elektrody.

Správne výsledky v najkratšom možnom čase

Poskytuje nejspolehlivější a nejpresnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Automatická kompenzácia teploty

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Dĺžka:	184 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,104 kg
Method Type:	Laboratorní: 4pólová grafitová sonda
Obsah balenia:	Laboratorní sonda konduktivity Intellical CDC401, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	Konduktivita
Přesnost:	Vodivost': $\pm 0,5$ % z meranej hodnoty
Product Kit:	Model: CDC401
	Zahrnuté příslušenství: žádné
Rozlíšenie :	EC: 0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (max. 5 číslic)
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	Vodivost':

RL: 0 - 50 000 mg/l ako NaCl Salinita: 0 - 42 g/kg alebo ‰ Rezistivita: 2,5 Ωcm - 49 M Ωcm

Sada?:	Nie
Sensor material:	Noryl
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	-10 - 110 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Požadovaný parametr: konduktivita
	Minimální hloubka vzorku (mm): 45
Typ elektrody:	Laboratórna
Typ elektródy:	Sonda konduktivity;
	4pólová – grafitová
Typ senzora:	Čtyřpólová sonda konduktivity, grafitová, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní sonda konduktivity Intellical CDC401, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.