



SENSION+ Univerzálna vodivostná elektróda

Kat. číslo produktu: LZW5070.97.0002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Vodivostná elektróda s Pt celou a skleneným telom. Konštanta cely $C = 1 \text{ cm}^{-1}$. Automatická kompenzácia teploty. 1-metrový kábel. Pre stolné prístroje.

Rozsah merania 0,2 $\mu\text{S/cm}$ – 200 mS/cm , 0 – 80 °C.

Elektróda je vhodná na použitie v rámci všeobecných vodných aplikácií.

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Technické údaje

Dĺžka:	130 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	RJ45 (phone)
Materiál:	Telo elektródy: vonkajšia časť – polykarbonát, vnútorná časť: sklo
Parameter:	Vodivosť
Plniaci roztok:	-
Přesnost:	0,50 % EC a TDS
Referenčné rozhranie sondy:	-
Rozmery (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah merania:	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Rozsah měření:	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ:	Laboratórna
Typ elektrody:	Laboratórna
Typ senzora:	3-pólová platínová, $k = 0,7 \text{ cm}^{-1}$
Záruka:	12 mesiacov