



Be Right™



PHC3081-8 Combined pH electrode, Ag/AgCl, Temp.sensor, BNC

Kat. číslo produktu: E16M305
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

General-purpose pH electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, 0-80°C. Liquid junction: porous pin. With temperature sensor. BNC plug.

Technické údaje

Dĺžka:	103 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Materiál:	Glass
Plnicí roztok:	Refillable: 3 M KCl + sat. Ag/Cl
Referenčné rozhranie sondy:	Porous pin
Rozmery (H x D):	12 mm x 103 mm
Rozsah merania:	0 - 12 pH
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	NTC 10 kohm
Typ elektrody:	Laboratory combination pH electrode
Typ senzora:	Glass

Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 100 mL (Item S21M004)