



Sklená kyveta pre laboratórne turbidimetre, 30 ml, 6 ks s uzávermi

Kat. číslo produktu: 2084900
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Na použitie s turbidimetrami 2100N, 2100AN a Lab RATIO s uzávermi.

Technické údaje

Hmotnosť:	0,2 kg
Materiál:	Sklo
Objem vzorky:	30 mL
Obsahuje:	6 vialiek s uzávermi
Poznámka:	Na použitie s laboratórnymi turbidimetrami Hach Ratio 18900, 2100N a 2100AN.