



## Kyvety na vzorky s víčky pro přenosné turbidimetry řady 2100, 10 mL, 6 ks

**Kat. číslo produktu:** 2434706

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Okrúhla, sklo

Balenie 6 kyviet s uzávermi na použitie s prenosnými turbidimetrami radu 2100

---

### Technické údaje

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Hmotnosť:        | 0,1 kg                                                 |
| Materiál:        | Sklo                                                   |
| Objem vzorky:    | 10 mL                                                  |
| Obsahuje:        | 6 kyviet s uzávermi                                    |
| Poznámka:        | Na použitie s prenosnými turbidimetrami Hach radu 2100 |
| Veľkosť balenia: | 6 /pk                                                  |