



PHC3359 Kombinovaná pH elektroda pro mikrovzorky, vlákno, BNC

Kat. číslo produktu:	E16M343
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

pH elektroda s referenčním systémem Ag/AgCl. Rozsah měření pH 0 až -12, 0 až -80 °C. Kapalinový spoj: vlákno. BNC konektor.

Technické údaje

Kompatibilné prístroje:	Meterlab & Sension+ v souladu se SLP, laboratorní
Konektor:	BNC Connector
Parameter:	pH
Typ:	Laboratórna, kombinovaná elektróda
Záruka:	6 mesiacov