



Referenčný roztok ORP, 600 mV, 500 mL

Kat. číslo produktu:	25M2A1002-115
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Referenčný roztok ORP sa používa na kalibráciu sondy ORP (v plastových fľašiach, ktoré sa dajú znova uzatvoriť).

Technické údaje

Parameter:	ORP
Prístroj:	Digitálna diferenciálna sonda ORP
Rozsah merania:	600 mV
Veľkosť balenia:	500 mL