



Chloridy, nízky rozsah, testovacia súprava, model 8-P

Kat. číslo produktu:

144001

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Chloridy, jednoparametrová súprava, titrácia s počítaním kvapiek (rozsah: 5-100 mg/L)/dusičnan strieborný (rozsah: 20-400 mg/L), modrý polypropylénový kufrík

Táto súprava s použitím titračného činidla dusičnanu strieborného poskytuje rýchlu a presnú detekciu chloridov.

Nízka cena a ľahko použiteľná metóda titrácie s počítaním kvapiek používajúca titračné činidlo dusičnan strieborný

Ideálne na rýchle stanovenie kvantitatívnych výsledkov

Technické údaje

Model testovacej súpravy:	8-P
Názov metódy:	Titrácia s počítaním kvapiek/ dusičnan strieborný
Parameter:	Chloridy - ako Cl ⁻
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testov:	100
Rozsah merania:	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L Cl ⁻
Smallest increment:	5
Štýl kufríka:	B