



Cylinder, graduated, double metric, 1 L

Kat. číslo produktu:	2928305
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

These glass pyrex@ graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Technické údaje

Certifikácia:	Class A
Kapacita:	1000 mL
Materiál skrine:	Glass
Metóda merania:	To Deliver
Typ:	S dvojitou stupnicou
Veľkosť balenia:	1 each
Výška:	465 mm