



Držák pro více kyvet

Kat. číslo produktu: A23618

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Příslušenství pro spektrofotometry/spektrální měření kapalin. Držák je určen pro hranaté kyvety 10, 20 nebo 50 mm nebo kruhové a hranaté kyvety 1 palec

Technické údaje

Hmotnosť:	0,094 kg
Materiál:	ABS
Rozmery (V x Š x H):	42 mm x 107 mm x 107 mm
Veľkosť balenia:	1 ks