



Průtokový modul DR5000

Kat. číslo produktu: LZV479

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Průtokový modul s manuálním průtokovým systémem pro sériové analýzy s 1" kyvetou a sadou hadiček PP TPE

Technické údaje

Hmotnosť:	1,24 kg
Obsahuje:	sestava hadiček, nálevok, průtokové kyvety
Rinsing volume:	nejméně 20 mL na 1 palec optické délky
Vodeodolné?:	190 - 1 100 nm