



Be Right™



Aplikační software pro enzymatickou analýzu potravin

Kat. číslo produktu: LZV943
EUR Cena: Kontaktujte nás
Dostupné

Aplikační software LZV937 vyrobený společností R-Biopharm AG, Darmstadt představuje soubor programů pro enzymatickou analýzu, kterou lze provádět se spektrofotometrem DR6000 a karuselovým držákem LZV902.99.00001. Metody lze měnit podle individuálních nastavení.

Metody jsou připraveny k provedení.

Metody jsou vhodné k nahrávání přes USB.

Mějte pod kontrolou několik časově závislých měření.

Funkce časovače upozorňuje na další krok a automaticky spustí hodnocení několika vzorků.

Získejte konečný výsledek bezprostředně po analýze.

Fotometr provádí komplexní výpočet výsledku za vás.

Potrebné příslušenstvo

- Karuselový držák 7 × 1 cm (Item LZV902.99.00002)