



Hranatá kyveta, OS, Meracia kyveta, 50 mm, hranatá, sklo, 1 ks

Kat. číslo produktu: LZP269

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Príslušenstvo pre spektrofotometre/fotometrické analýzy kvapalín vo viditeľnom spektre.

Technické údaje

Dĺžka optickej dráhy:	50 mm hranatá
Materiál:	Sklo
Rozmery (V x Š x H):	45 mm x 12,5 mm x 52,5 mm
Veľkosť balenia:	1 ks 7 ml, typ semi-mikro