



Vreckový kolorimeter II Súprava kolorimetra pre stanovenie chlóru a pH

Kat. číslo produktu:

5870012

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Malá veľkosť, veľký výkon v rámci analýz vodotesnosti

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie voľného a celkového chlóru. Metóda DPD a fenolovej červene.

V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagensiami, kyvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky kdekoľvek

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Absorbancia:	0 - 2.5 Abs
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	Číselný displej LCD, čiernobiely, s podsvietením
Environmentálne podmienky: teplota:	10 - 40 °C
Hmotnosť:	0,23 kg
Jazyky užívateľského rozhrania:	neuvedené
Kalibrácia vlnovej dĺžky:	neuvedené
Kompatibilita kyviet:	1-palcová kruhová/1 cm hranatá (s voliteľným adaptérom)
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Názov metódy:	Kolorimetrická/DPDfenolová červeň, DPD
Obsah balenia:	Súprava vreckového kolorimetra II obsahuje reagentie DPD pre stanovenie chlóru a fenolovú červeň pre kolorimetrické stanovenie pH * Rozsahy: 0,1 až 10,0 mg/l ako Cl ₂ a pH v rozsahu 6,0 až 8,5. Reagenčná súprava (100 testov voľného chlóru, 100 stanovení celkového chlóru, 100 stanovení pH) Nahrádza kat. č. 4670012 - vreckový kolorimeter na stanovenie chlóru a pH a kat. č. 4110022 - DR/100 na stanovenie chlóru/pH. Neodporúča sa používať na vykazovanie výsledkov analýzy pitnej vody kontrolným orgánom. Pozrite číslo produktu: 5870000, chlór (voľný a celkový), testovacia súprava vreckového kolorimetra II (zvyškový chlór v nízkom rozsahu) alebo 5870062 (stredný a vysoký rozsah). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva

	ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensií (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensií), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	pH a chlór (vysoký rozsah)
Počet testov:	100
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	max. 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Presnosť vlnovej vĺdky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prevádzkový režim:	Kyvetové testy HACH pre analýzu vody
Prístroj:	Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II
Rozhranie:	neuvedené
Rozmery (V x Š x H):	156 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	6,0 - 8,5 pH
Šírka spektrálneho pásma:	15 nm šírka spektrálneho pásu
Smallest increment:	0.1
Štýl kufríka:	R
Užívateľské programy :	Vlastné programovanie
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Vodeodolné?:	líši sa podľa modelu
Záznam dát:	10 namerané hodnoty
Zdroj napájania:	4 × alkalické batérie typu AAA
Zdroj svetla:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Životnosť batérie:	2000 tests približná hodnota
	* Používanie podsvietenia skracuje životnosť batérie.

Obsah balenia

Súprava vreckového kolorimetra II obsahuje reagensie DPD pre stanovenie chlóru a fenolovú červeň pre kolorimetrické stanovenie pH *
Rozsahy: 0,1 až 10,0 mg/l ako Cl₂ a pH v rozsahu 6,0 až 8,5. Reagenčná súprava (100 testov voľného chlóru, 100 stanovení celkového chlóru, 100 stanovení pH) Nahrádza kat. č. 4670012 - vreckový kolorimeter na stanovenie chlóru a pH a kat. č. 4110022 - DR/100 na stanovenie chlóru/pH. Neodporúča sa používať na vykazovanie výsledkov analýzy pitnej vody kontrolným orgánom. Pozrite číslo produktu: 5870000, chlór (voľný a celkový), testovacia súprava vreckového kolorimetra II (zvyškový chlór v nízkom rozsahu) alebo 5870062 (stredný a vysoký rozsah). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensií (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensií), odolný transportný kufrík a návod.