



Vreckový kolorimeter II – Hliník

Kat. číslo produktu:

5870025

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Malý veľkosťou, veľký v analýzach

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie hliníka v rozsahu 0,1 - 0,8 mg/l Al, metóda Aluminon. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagentami, kyvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metódy:	8012
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, backlit
Dĺžka dráhy kyvety:	1 cm 25 mm
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Názov metódy:	Kolorimetrická/Aluminon
Obsah balenia:	Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II, hliník - 0,01 až 0,80 mg/l so sadou reagentí (100 stanovení). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagentí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagentí), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Hliník
Počet testov:	100
Poznámka:	*mg/l, ak nie je uvedené inak, ppb = µg/l, ppm = mg/l, gpg = zrná na galón, 1 gpg = 17,1 mg/l alebo 17,1 ppm. Schválené agentúrou USEPA pre odpadové vody. Tieto informácie overte priamo u kontrolného orgánu.
Presnosť vlnovej vĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prístroj:	Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,02 - 0,80 mg/L Al

Smallest increment:	0.01
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Záruka:	2 roky

Obsah balenia

Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II, hliník - 0,01 až 0,80 mg/l so sadou reagencií (100 stanovení). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagencií (vopred pripravené jednotlivé dávky reagencií), odolný transportný kufrík a návod.