



POCKET Colorimeter II Vreckový kolorimeter II pre stanovenie DO

Kat. číslo produktu:

5870003

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Dissolved Oxygen, HRDO method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Detektor:	Křemíkový detektor
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, s podsvietením
Hmotnosť:	0,23 kg
Jazyky manuálu:	...
Krytie:	IP67
Lamp Type:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Názov metódy:	Kolorimetrická/AccuVac®
Obsah balenia:	Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie rozpusteného kyslíka - rozsah 0,2 až 10,0 mg/l, súprava reagensí (25 stanovení). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Rozpustený kyslík (DO)
Počet testov:	25
Presnosť vlnovej dĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prístroj:	Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,2 - 10,0 mg/L O ₂
Smallest increment:	0.1
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Obsah balenia

Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie rozpusteného kyslíka - rozsah 0,2 až 10,0 mg/l, súprava reagensí (25 stanovení). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.