



27 Testovacia súprava kolorimetra na analýzu železa

Kat. číslo produktu:

5870016

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Malý veľkosťou, veľký v analýzách

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie železa, 0,01 - 1,7 mg/l Fe, metóda TPTZ. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagentami, kvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metódy:	8112
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, backlit
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Názov metódy:	Kolorimetrická/TPTZ
Obsah balenia:	Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie železa (TPTZ) - rozsah 0,01 až 1,70 mg/l, súprava reagentov (100 stanovení). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagentov (vopred pripravené jednotlivé dávky reagentov), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Železo, nízky rozsah
Počet testov:	50 - 100
Presnosť vlnovej dĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prístroj:	Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,01 - 1,70 Fe
Smallest increment:	0.01

Štýl kufrika:	D
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Záruka:	2 roky

Obsah balenia

Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie železa (TPTZ) - rozsah 0,01 až 1,70 mg/l, súprava reagensí (100 stanovení). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.