



POCKET Colorimeter II Vreckový kolorimeter II, zinok

Kat. číslo produktu:

5870009

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Zinc, Zincon method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Prenosný fotometer pre jeden parameter, použiteľný kdekoľvek

Je ľahký a napájaný batériami, vhodný na dlhšiu prácu v teréne alebo rýchle prevádzkové analýzy na mieste. Mnoho dôležitých parametrov je možné analyzovať vo dvoch rozsahoch.

Schválené USEPA na testovanie pitnej a odpadovej vody

Vreckový kolorimeter II je dostatočne jednoduchý na používanie, čo znamená, že spoľahlivé výsledky s presnosťou porovnateľnou s laboratórnym zariadením môže získať každý používateľ.

Naprogramovaný z výroby

Každý vreckový kolorimeter II je naprogramovaný pre stanovenie jedného z viac ako 35 parametrov. Mnohé z nich sú založené na metódach schválených EPA. Nevyžaduje sa manuálna kalibrácia. Stačí iba vynulovať prístroj pomocou blanku, vložiť zreagovanú vzorku a načítať výsledok.

Vodotesný, ľahký, odolný

Vreckový kolorimeter II skutočne môžete prenášať vo vrecku! Má hmotnosť iba 0,23 kg (8,1 unce) a disponuje pevným a nárazuvzdorným puzdrom, ktoré chráni elektroniku a optiku počas mnohých rokov bezproblémovej prevádzky. Trieda ochrany IP67: vreckový kolorimeter II je možné ponoriť do vody s hĺbkou 1 meter po dobu 30 minút. Zariadenie taktiež dokáže plávať!

Podsvietený displej, ukladanie nameraných hodnôt, spätné vyvolanie

Jasné zobrazenie hodnôt dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji. Záznam 10 najnovších výsledkov merania spolu s časom merania. Už žiadne ďalšie zaznamenávanie hodnôt na papier.

Technické údaje

Certifikáty:	Európska značka CE
Detektor:	Křemíkový detektor
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, s podsvietením
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67
Lamp Type:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Názov metódy:	Kolorimetrická/Zincon
Obsah balenia:	Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie zinku - rozsah 0,02 až 3,0 mg/l. Súčasťou je súprava reagensů (100 stanovení). Schválené USEPA/akceptované na testovanie odpadovej vody po mineralizácii. Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná

	súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Zinok
Počet testov:	100
Presnosť vlnovej vĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prístroj:	Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,02 - 3,00 mg/L Zn
Smallest increment:	0.01
Štýl kufríka:	R
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Obsah balenia

Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie zinku - rozsah 0,02 až 3,0 mg/l. Súčasťou je súprava reagensí (100 stanovení). Schválené USEPA/akceptované na testovanie odpadovej vody po mineralizácii. Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.