



Be Right™



Reagencie Chemkey na stanovenie voľného chlóru (balenie po 300 ks)

Kat. číslo produktu:	8499300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Reagencie Chemkey na stanovenie voľného chlóru, rozsah 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Pre prenosný paralelný analyzátor SL1000 (PPA). 12 škatúl po 25 ks (celkovo 300 stanovení).

Technické údaje

Číslo metódy:	10260
Parameter:	Voľný chlór
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Veľkosť balenia:	300 ks