



INTELLICAL Štandardná sodíková ISE elektróda, s kvapalným elektrolytom, 1 m

Kat. číslo produktu: ISENA38101

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Digitálna kombinovaná sodíková iónovo selektívna štandardná elektróda (ISE), s kvapalným elektrolytom, pre digitálne multimetre. S plnitelným dvojíťm soľným mostíkom a zabudovaným teplotným čidlom. 1-metrový kábel.

Ideálne riešenie na meranie koncentrácií v odpadových vodách, pitnej vode a v rámci všeobecných aplikácií zameraných na kvalitu vody.

Rýchla doba odozvy

Plnitelná elektróda, ktorá sa snadno udržuje, s unikátnym vestavěným teplotným senzorem. Digitálne elektrody Intellical uzamknou výsledok, jakmile se naměřená hodnota ustálí, což odstraňuje odhady spojené s pohyblivou hodnotou.

Dokonalá sledovatelnost v historii měření

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historii kalibrace, parametru a sériovém čísle elektrody.

Systém uživatele upozorní na nutnost překalibrování

Poskytuje nejspolehlivější a nejpresnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti překalibrace nebo opakovaného zadání parametrů měření

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,1 kg
Method Type:	Laboratoř: Plnitelný referenční prvek
Objem vzorky:	25 mL
Obsah balenia:	Kombinovaná sodíková ISE elektróda Intellical ISENA381 s lahví skladovacího roztoku, 1m kábel, lahvička plnicího roztoku elektrolytu 0,02M NH ₄ Cl (60 mL), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	Sodík
Plniaci roztok:	0,02M NH ₄ Cl (#2965126)
Přesnost:	±0,02 mV alebo 0,05 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia
Product Kit:	Model: ISENA381
Reference system:	Zahrnuté příslušenství: žádné Ag/AgCl
Rozlíšenie :	Možnosť výberu 2, 3, 4 významných číslic
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	0,023 mg/l (1 × 10 ⁻⁶ M) - 23 000 mg/l (1 M) Na ⁺

Rozsah měření:	mg/l Na ⁺
Sada?:	Nie
Sensor material:	Zeonor
Soľný mostík:	Dvojitý keramický soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Rýchla doba odozvy
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 50 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Požadovaný parametr: sodík
	Minimální hloubka vzorku (mm): 26
Typ elektrody:	Laboratórna kombinovaná ISE
Typ elektródy:	Plnitelný referenční prvek
Typ senzora:	pH skleněná
Vyžadovaný ISA:	ISA pro sodík/draslík ISA (#4451569)
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Kombinovaná sodíková ISE elektroda Intellical ISENa381 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, lahvička plnicího roztoku elektrolytu 0,02M NH4Cl (60 mL), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.

Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, ISENa381, 0,02M NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)
- Sodík/draslík, polštářky s práškem pro úpravu iontové síly (ISA), bal./100 ks (Item 4451569)