



Sension+ Kvapalná kombinovaná elektróda pH s bariérou z iónov striebra

Kat. číslo produktu: LZW5014T.97.002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

pH elektróda s kvapalným elektrolytom, plniteľná, s 2 keramickými diafragmami a bariérou pre ióny striebra. Automatická kompenzácia teploty. Sklenené telo. Rozsah 0 – 14 pH, –10 až 100 °C. 1-metrový kábel. Pre stolné prístroje.

Táto elektróda pH je vhodná v prípade všeobecných vodných médií a vzoriek obsahujúcich síru, redukujúce cukry a ďalšie látky, ktoré reagujú s iónmi striebra.

Stabilita referenčnej elektródy vďaka puzdru a bariére pre ióny Ag^+ .

For samples containing sulphurs, reducing sugars or other substances which react with silver ions.

Ag^+ ion barrier reference design.

High stability and long lifetime

Encapsulated reference system.

Technické údaje

Dĺžka:	130 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	LZW9500.99 KCl 3M
Přesnost:	0,002 pH s prístrojom MM340
Referenčné rozhranie sondy:	2 × keramický kolík
Rozmery (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Špeciálne funkcie:	Kompatibilná s TRIS
Teplotný rozsah:	-10 - 100 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ elektródy:	Laboratórna
Typ senzora:	Sklo
Záruka:	6 mesiacov