



SENSION+ Kombinovaná pH elektróda (komplikované vzorky)

Kat. číslo produktu: LZW5021T.97.002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kvapalná elektróda pH (dopĺňateľná) s manžetovou clonou. Automatická kompenzácia teploty. Sklenené telo. Rozsah 0 – 14 pH, 0 – 60 °C. 1-metrový kábel. Pre stolné prístroje.

Táto elektróda je vhodná na použitie v prípade väčšiny komplikovaných vzoriek, napríklad vzoriek s nízkou iónovou silou, krémov, emulzií, veľmi viskózných vzoriek, vín, farieb a koloidných vzoriek. Zapuzdrenie zabezpečuje stabilitu referenčnej elektródy.

Fast responding

Large cylindrical pH glass membrane, sleeve diaphragm.

High stability and long lifetime

Encapsulated Ag/AgCl reference system

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Technické údaje

Dĺžka:	130 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	LZW9500.99
Přesnost:	0,002 pH s prístrojom MM374
Referenčné rozhranie sondy:	Otvorená s manžetou (puzdrom)
Rozmery (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Špeciálne funkcie:	Soľný mostík s manžetou bez rizika upchania, pre vzorky s nízkou iónovou silou.
Teplotný rozsah:	0 - 60 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ elektródy:	Laboratórna
Typ senzora:	Sklo
Záruka:	6 mesiacov