



SENSION+ Multielektroda pre pH a ORP/Redox

Kat. číslo produktu: LZW5045.97.0002
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Multielektroda pH (0 - 14), ORP ($\pm 2\ 000$ mV) a teplota (0 - 80 °C). Automatická kompenzácia teploty. Dĺžka kábla 1,5 m. Špecifické pre multimeter SENSION+ MM110.

S polykarbonátovým telom, gélovým elektrolytom a keramickou diafragmou.

Pripojiteľné kalibračné skúmavky je možné zaskrutkovať do rukoväti elektródy (iba 2 ml pufra alebo štandardu). Skladovací chránič chráni pred zlomením a zabraňuje nadmernému tlaku na diafragmu.

Presný

Jednoduché použitie

Robustná a odolná

Technické údaje

Dĺžka:	85 mm
Dĺžka kábla:	1.5 m
Konektor:	Sension+ MP8
Materiál:	Telo elektródy: polykarbonát
Parameter:	pH, ORP
Plniaci roztok:	Nedopĺňateľná gélová
Presnosť:	1 mV s prístrojom MM110
Referenčné rozhranie sondy:	Keramická
Rozmery (H x D):	12 mm x 85 mm
Rozsah merania:	ORP: ± 2000 mV
Rozsah merania (2):	pH: 0 - 14 pH
Špeciálne funkcie:	pH, ORP
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ:	Prenosné
Typ elektródy:	Prenosný kombinovaný pH, ORP
Typ senzora:	pH: sklo

ORP: platina

Záruka:

6 mesiacov