



SENSION+ Multisenzor na meranie pH, ORP a vodivosti

Kat. číslo produktu: LZW5048.97.0002
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Multielektroda na meranie pH (0 - 14), ORP ($\pm 2\,000$ mV), vodivosti (25 - 30 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$) a teploty (0 - 80 °C). Automatická kompenzácia teploty. Dĺžka kábla 1,5 m. Špecifické pre multimeter SENSION+ MM150.

S polykarbonátovým telom, gélovým elektrolytom a keramickou diafragmou.

Pripojiteľné kalibračné skúmavky je možné zaskrutkovať do rukoväti elektródy (iba 2 ml pufra alebo štandardu). Skladovací chránič chráni pred zlomením a zabraňuje nadmernému tlaku na diafragmu.

Presný

Jednoduché použitie

Robustná a odolná

Technické údaje

Dĺžka:	85 mm
Dĺžka kábla:	1.5 m
Konektor:	Sension+ MP8
Materiál:	Telo elektródy: polykarbonát
Parameter:	pH, ORP, Conductivity
Plniaci roztok:	Nedoplňateľná gélová
Přesnost:	1 mV s prístrojom MM150
Referenčné rozhranie sondy:	Keramická
Rozmery (H x D):	12 mm x 85 mm
Rozsah merania:	ORP: ± 2000 mV
Rozsah merania (2):	pH: 0 - 14 pH
Špeciálne funkcie:	pH, vodivosť, ORP
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ:	Prenosné
Typ elektródy:	Prenosný kombinovaný pH, ORP, vodivosť
Typ senzora:	pH: sklo

ORP: platina

vodivost': platina

6 mesiacov

Záruka: