



SENSION+ Kombinovaná pH elektróda (komplikované vzorky)

Kat. číslo produktu: LZW5052T.97.002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Gélová pH elektróda s prstencovým poréznym PTFE soľným mostíkom. Automatická kompenzácia teploty. Sklenené telo. Rozsah 0 – 14 pH, 0 – 100 °C. 1-metrový kábel. Určené pre prenosné prístroje.

Elektróda je vhodná na použitie v prípade komplikovaných médií, napríklad v prípade vzoriek s nízkou iónovou silou, krémov alebo viskózných vzoriek. Merania pri vysokých teplotách až do 100 °C. Dodáva sa spolu s pracovným chráničom na prevenciu náhodného zlomenia.

Ergonomické a robustné

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Integrované teplotné čidlo

Nízke nároky na údržbu

Technické údaje

Dĺžka:	85 mm (bez rukoväti)
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Nedoplňateľná gélová
Přesnost:	0,02 pH s prístrojom pH1
Referenčné rozhranie sondy:	Pórovitá prstencová PTFE
Rozmery (H x D):	12 mm x 85 mm (bez rukoväti)
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Špeciálne funkcie:	S pracovným chráničom. Pre vzorky s nízkou vodivosťou a/alebo vysokou teplotou.
Teplotný rozsah:	0 - 100 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ:	Prenosné
Typ elektródy:	Prenosná
Typ senzora:	Sklo
Záruka:	6 mesiacov