



SENSION+ Robustná vodivostná elektróda s titánovým telom

Kat. číslo produktu: LZW5062.97.0002

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Robustná vodivostná elektróda s titánovou celou a titánovým telom. Konštanta cely $C = 1 \text{ cm}^{-1}$. Automatická kompenzácia teploty. 1-metrový kábel. Určené pre prenosné prístroje.

Rozsah merania $5 \mu\text{S/cm} - 50 \text{ mS/cm}$, $0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Na merania v extrémnych podmienkach a merania znečistených a viskózných produktov.

Takmer nezničiteľná

Jednoduché čistenie

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Technické údaje

Dĺžka:	85 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	Sension+ MP5
Materiál:	Telo elektródy: titán
Parameter:	Conductivity
Přesnost:	0,50 % s prístrojom EC5
Rozmery (H x D):	12 mm x 85 mm
Rozsah měření:	$5 \mu\text{S/cm} - 50 \text{ mS/cm}$
Špeciálne funkcie:	Pre komplikované vzorky
Teplotný rozsah:	$0 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ:	Prenosné
Typ elektrody:	Prenosná
Typ senzora:	2-pólová titánová, $k = 0,3 \text{ cm}^{-1}$
Záruka:	12 mesiacov