



SENSION+ ISE elektróda, sodíková (Na⁺), fixný kábel 1 m, BNC

Kat. číslo produktu: LZW9650.97.0002

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Iónovo selektívna indikačná elektróda na meranie sodíka. Rozsah 0,05 - 23 000 mg/l Na⁺, 0 - 60 °C. S 1 m káblom a konektorom BNC.

Technické údaje

Dĺžka:	120 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	BNC Connector
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	Sodium
Plniaci roztok:	-
Presnosť:	±0,02 mV alebo 0,05 %, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia (závisí od aplikácie)
Referenčné rozhranie sondy:	-
Rozmery (H x D):	12 mm x 120 mm
Rozsah merania:	0,05 – 23 000 mg/l Na
Špeciálne funkcie:	Len meracia, vyžaduje sa referenčná elektróda.
Teplotný rozsah:	0 - 60 °C
Teplotný senzor:	-
Typ:	Laboratórna ISE, referenčná elektróda potrebná
Typ elektrody:	Laboratórna polocela ISE
Typ senzora:	Sodíkovo selektívna sklenená membrána
Výžadovaný ISA:	4451569
Záruka:	6 mesiacov

Potrebné príslušenstvo

- Sension+, roztok elektrolytu, 0,1M, pro iontově selektivní elektrody (ISE), 125mL (Item LZW9901.99)