



Molybden, sada reagensií, polštářky s práškem, 0 - 35,0 mg/L Mo

Kat. číslo produktu:

2243400

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Práškové reagentie v zatavených sáččích pro stanovení molybden, kolorimetrická metoda s kyselinou merkaptooctovou. Pro vzorek 25 mL.

Pro stanovení molybdenu metodou s kyselinou merkaptooctovou (metoda Hach 8036). Rozsah: Až do 35,0 mg/L jako Mo_6^{+} . Velikost vzorku: 25 mL. Sada obsahuje: MolyVer 1, 2 a 3, molybden, reagentie, polštářky s práškem, pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Název metody:	Kyselina merkaptooctová
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testů:	100
Prístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	0 - 35,0 mg/L Mo