



MolyVer 3, molybden, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2604499

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení molybden, 0,3 - 40,0 mg/L Mo. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Název metody:	Kyselina merkaptosulfonová
Parameter:	Molybden
Platforma:	Práškové reagencie
Velikost balení:	100 /pk