



ZincoVer 5, zinek, reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

1403268

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení zinku. Pro vzorek 50 mL.

Technické údaje

Číslo metódy:	8009
Názov metódy:	Zincon
Parameter:	Zinek
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	25
Rozsah merania:	0,01 - 2,00 mg/L Zn
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	25 ks v balení