



Bělídlo(3), reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1429449

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení hliníku, 0,008 - 0,800 mg/L Al, aluminonová metoda.

Technické údaje

Číslo metody:	8012
Název metody:	Aluminon
Parameter:	Hliník
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Velikost balení:	100 ks/1 balení