



Be Right™



PAN, roztok indikátoru, 0,1 % (500 mL)

Kat. číslo produktu:

2122449

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



0,1 %, kolorimetrická reagentie pro stanovení nízkých koncentrací manganu.

Pro stanovení nízkých koncentrací manganu metodou PAN. Metoda Hach 8149. Rozsah: 0,006 - 0,700 mg/L Mn. Láhev 500 mL.

Technické údaje

Názov metódy:

PAN

Platforma:

Roztok

Veľkosť balenia:

500 mL