



Porfyrin 2, reagencie, polštářky s práškem, 25 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2187569

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení mědi porfyrinovou metodou, 2 - 210 µg/L Cu. Pro 25 mL vzorek.

Technické údaje

Názov metódy:

Porfyrin

Platforma:

Práškové reagencie

Veľkosť balenia:

100 /pk