



súprava reagencií na stanovenie striebra, práškové reagencie, 0,02 - 0,700 mg/L Ag

Kat. číslo produktu:

2296600

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Práškové reagencie v zatavených baleniach pre kolorimetrickú metódu stanovenia striebra pomocou indikátora Cadion 2B. Pre 50 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8120
Názov metódy:	Kolorimetrická
Parameter:	Striebro
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	50
Prístroj:	Všetky okrem DR/800, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,02 - 0,70 mg/L Ag