



Reagencie ECR, polštářky s práškem, bal./25 ks

Kat. číslo produktu: 2380268
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení hliníku, metoda ECR (Eriochrome Cyanine R). Pro 25mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8326
Method Number 1 Chemistry:	8326
Název metody:	Eriochrome Cyanine R
Parameter:	Hliník
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	25
Velikost balení:	25 ks v balení