



Reagenčná súprava na stanovenie medi, 2 - 210 µg/l Cu

Kat. číslo produktu:

2603300

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie medi, porfyρίnová metóda. Pre 10 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8143
Názov metódy:	Porfyρίn
Parameter:	Meď
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Prístroj:	DR 6000, DR 3900, DR 2800, DR 2700, DR 890
Rozsah merania:	2 - 210 µg/L Cu