



Měď, maskovací reagencie, polštářky s práškem, 10 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu: 2603449
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení mědi, porfyrinová metoda. Pro vzorek 10 mL.

Pro stanovení mědi porfyrinovou metodou. Metoda Hach 8143 Rozsah: 2 - 210 µg/L Cu. Velikost vzorku: 10 mL Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:	Porfýrin
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	/pk