



Reagenčná súprava na stanovenie hliníka, 0,002 – 0,250 mg/L Al

Kat. číslo produktu:

2603700

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Na stanovenie hliníka, metóda eriochróm-kyanín R (ECR). Pre 10 mL vzorky. 100 stanovení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8326
Názov metódy:	Eriochróm - kyanín R
Parameter:	Hliník
Počet testov:	100
Prístroj:	DR6000, DR3900, DR1900
Rozsah merania:	0,002 - 0,250 mg/L Al