



Reagencie ECR, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu: 2603849
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení hliníku, metoda ECR (Eriochrome Cyanine R). Pro 20mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8326
Název metody:	Eriochrome Cyanine R
Parameter:	Hliník
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Velikost balení:	100 ks/1 balení

Potřebné příslušenství

- ECR, roztok maskovací reagencie (25 mL, SCDB) (Item 2380123)
- Urotropin, pufr, reagencie, 100 polštářků s práškem (Item 2603999)