



Citrátový pufr, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

98399

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týžďňov



Prášková reagentie v zatavených sáččích pro stanovení manganu, metoda s jodistanem za studena. Pro vzorek 25 mL.

Pro stanovení manganu metodou oxidace jodistanem. Schváleno organizací EPA pro účely reportování analýz odpadních vod (je nutný rozklad). Metoda Hach 8034. Velikost vzorku: 25 mL, balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:	Oxidace jodistanem
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk