



Sada reagensíí, mangan, 0,006 - 0,700 mg/L Mn, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2243300

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení manganu metodou PAN. Pro vzorek 25 mL.

Pro stanovení manganu metodou PAN. Metoda Hach 8149. Rozsah: 0,006 - 0,700 mg/L Mn. Velikost vzorku: 25 mL. Sada reagensíí zahrnuje: Kyselina askorbová - polštářky s práškem, alkalický kyanid - reagentie a PAN - roztok indikátoru (0,1 %), pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8149
Název metody:	PAN
Objem vzorky:	25 mL
Počet testů:	100
Prístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Špeciálne funkcie:	Manganese Reagent set, 25ml