



Urotropin, pufr, reagencie, 100 polštářků s práškem

Kat. číslo produktu:

2603999

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení hliníku metodou ECR. Pro 20mL vzorky.

Technické údaje

Číslo metody:	8326
Název metody:	Eriochrome Cyanine R
Parameter:	Hliník
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0,002 - 0,250 Al
Velikost balení:	100 balení