



Dusičnan stříbrný, náplň pro digitální titrátor, 0,2256 N, 1 kus

Kat. číslo produktu:

1439601

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Titrační činidlo připravené k použití, pro analýzu chloridů (metoda s dusičnanem stříbrným), 10 - 100 mg/L Cl⁻.

Přibližně 40 - 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8207
Název metody:	Dusičnan stříbrný
Odmerný roztok:	0,2256 N AgNO ₃
Parameter:	Chloridy
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	10 - 100 mg/L Cl ⁻