



Draslík 2, roztok reagencie, polštářky s roztokem, bal./25 ks

Kat. číslo produktu:

1432298

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Polštářky s roztokem v zatavených sáčcích pro analýzu draslíku, 0,1 - 7,0 mg/L K. Pro vzorek 25 mL.

Technické údaje

Číslo metody:	8049
Název metody:	Tetrafenylboritan
Parameter:	Parametr
Počet testů:	25
Velikost balení:	25 /pk