



Draslík 3, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1432399

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro analýzu draslíku, 0,1 - 7,0 mg/L K.

Pro stanovení draslíku ve vodě, půdě a rostlinných tkáních tetrafenylboritanovou metodou. Metoda Hach 8049 Velikost vzorku: 25 mL. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:	Tetrafenylboritan
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk