



Hydroxid sodný, náplň pro digitální titrátor, 1,600 N

Kat. číslo produktu:

1437901

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Titrační činidlo připravené k použití pro acidobazickou titraci (1 - 10 meq/L kyselina) a stanovení acidity (100 - 4 000 mg/L CaCO₃).

Pro stanovení acidity digitální titrací, 100 - 4 000 mg/L CaCO₃

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8201 (MO)
Název metody:	Methyloranž
Odměrný roztok:	1,600 N NaOH
Parameter:	Acidita
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	1 - 4 000 mg/L CaCO ₃
Rozsah merania (2):	1 - 10 meq/L
Soulad s EPA:	Áno