



Kyselina sírová, zásobník pro digitální titrátor, 0,1600 N

Kat. číslo produktu:

1438801

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Titrační činidlo připravené k použití, pro stanovení alkality, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Technické údaje

Číslo metody:	8203
Názov metody:	Bromkresolová zeleň / methylčerven
Odmerný roztok:	0,1600 N H ₂ SO ₄
Parameter:	Alkalita
Platforma:	Digitálny titrátor
Počet testov:	40 - 100
Rozsah merania:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	Áno